

COLLAGEN

Pro Beauty



Die Haut- verjüngungs- sensation

Schöne Haut ist kein Wunder.

Sondern das Zeichen guter Behandlung.

**Vorteile der Behandlung mit dem COLLAGEN
Pro Beauty Lichtwellengerät in Kombination
mit dem Hyaluron Pro Beauty Fluid von Cosmedico:**

- Ermöglicht Hautverjüngung zu Hause mit sichtbarem Anti-Aging Effekt.
- Verbesserung der Hautelastizität, -geschmeidigkeit und -spannkraft.
- Erneuerung von Collagen und elastischen Fasern.
- Aktivierung des Stoffwechsels der Haut, Förderung jugendlicher Haut.
- Reduzierung von Falten (Augen, Dekolletee, um Mund und Lippen).
- Steigerung des Wohlbefindens, Entspannungseffekt für Körper und Geist.
- Keine Nebenwirkungen.

► **Gerät einschalten und die Hautverjüngungs-
sensation selbst erleben!**

Natürliche Prozesse stimulieren

Mit dem COLLAGEN Pro Beauty Lichtwelltengerät wird der Traum von der Hautverjüngung endlich wahr. Mehrere Langzeitstudien haben bewiesen, dass die körpereigene Collagenproduktion mit rotem Licht eines speziellen Wellenlängenbereiches stimuliert werden kann. Das Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty Tischgerät emittiert Licht im idealen Wellenlängenbereich und liefern damit genau die rote Strahlung, die die Collagenneubildung anregt und die Hauterneuerung aktiviert.

Aus alt mach neu...

Der Alterungsprozess wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt: Je älter die Haut, umso langsamer der Hautstoffwechsel. Dies führt zu einem Abfall der Zellenergie in den sogenannten Fibroblast Zellen, die Collagen und Elastin produzieren. Darüber hinaus verringert sich die Fähigkeit des Körpers, die für diese Zellen notwendigen Nährstoffe zu produzieren. Das Ergebnis ist eine nachlassende Produktion von Collagen und Elastin, was zu einer schlafferen Haut ohne Spannkraft und zu Faltenbildung führt. Die sanften roten Lichtwellen des Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty Tischgerätes regen die Haut an, wieder hautstraffendes Collagen und Elastin zu produzieren. Diese Photo-Bio-Stimulation in den tieferen Hautschichten aktiviert den Stoffwechsel in der Haut und führt zu einem sichtbaren Glättungseffekt an der Hautoberfläche.

Der Vorher Nachher Effekt

Das Ergebnis der Behandlung mit dem Cosmedico COLLAGEN Pro Beauty Tischgerät ist eine feste und straffe Haut mit weniger Falten und einer frischen, jugendlichen Ausstrahlung.



Erfolge bereits nach wenigen Anwendungen

Die regelmäßige Anwendung der roten Lichtwellen verändert das Hautbild vorteilhaft. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt pro Anwendung ca. 12 Minuten. Zu Beginn ist eine zweiwöchentliche Anwendung zu empfehlen. Diese kann später auf bis zu 3 Anwendungen pro Woche ausgedehnt werden. Für einen sichtbaren Anti-Aging Effekt sollte die Behandlung mindestens 8 - 10 Wochen erfolgen. Die Verwendung des Hyaluron Pro Beauty Fluids in Kombination mit der Collagen Lichtwellen-Therapie unterstützt den Verjüngungseffekt deutlich.

Die Augen werden während der Behandlung geschlossen. Eine Schutzbrille ist nicht erforderlich. Bei der Collagen Lichtwellenbehandlung kommt keine Laserstrahlung zum Einsatz. Das sanftrote Licht ist angenehm warm. Die Behandlung wird als sehr entspannend empfunden und ist völlig frei von Nebenwirkungen. Die Anwendung ist für alle Hauttypen jeden Alters, männlich wie weiblich, geeignet.

Das Tischgerät



Kontakt

JW Sales GmbH
Brand Division Cosmedico Medical Systems
Kölner Strasse 8
D-70376 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 0 | Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55
info@cosmedicomed.de | www.cosmedicomed.de